

Anti-Camki Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14012

Artikelnummer: CM0026803



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes CaMKI, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Erkennt ein 41 kDa Protein. Ideal für Studien zu Kalziumsignalgebung, neuronale Differenzierung und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKI Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CAMKI; CaMKI
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8536
GenID	8536
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 271-370 von humanem CaMKI (NP_003647.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q14012
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel