


Anti-Camkii Delta (Camkd) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q13557

Artikelnummer: CM0004372



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen CaMKII delta (CAMKD) für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von kardialen Kalziumsignaling und Herzinsuffizienz.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKII delta Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CAMKD; CaMKII delta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	817
GenID	817
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CaMKII delta (Q13557) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q13557
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Eisbeutel