


Anti-Camkii Delta Polyclonal Antikörper Für Wb, Elisa - Q13557

Artikelnummer: CM0015392



Einführung

Kaninchen-Polyclonal-Antikörper gegen humanes CaMKII delta (CAMKD) für WB- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Maus. Nützlich für die Untersuchung der Kalziumsignalisierung in Herz- und Skelettmuskulatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKII delta Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	CAMKD; CaMKII delta
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	817
GenID	817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die Aminosäuren 1-260 von humanem CaMKII delta (NP_742125.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q13557
Proteinmasse	56kDa
Versand	Eisbeutel