


Anti-Camkii-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uqm7/Q13554/Q13557/Q13555

Artikelnummer: CM0006696



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CaMKII (CAMK2A/B/D/G), validiert für WB und ELISA. Erkennt Isoformen von Mensch, Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der synaptischen Plastizität, der Kalziumsignalübertragung und der Kinaseaktivität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKII-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CAMKA; MRD53; MRT63; CaMKIIalpha; CaMKIINalpha; CaMKII
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	815/816/817/818
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-300 des humanen CaMKII (NP_741960.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UQM7/Q13554/Q13557/Q13555
Proteingewicht	54 kDa/72 kDa/56 kDa/62 kDa
Versand	Kühlakku