


Anti-Camkii Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q13554

Artikelnummer: CM0003055



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen CaMKII beta (CaMKII, CAMK2, CAMKB) (Q13554) für Western Blot, IHC-P und ELISA.

Kreuzreaktivität mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Neurowissenschaften und Muskel-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKII Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIIbeta; CaMKII
Spezies	Human
GeneID (Human)	816
GeneID	816
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 550-650 von humanem CaMKII (Q13554) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13554
Protein-Gewicht	73kDa
Versand	Eistasche