


Anti-Camkii-Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13554

Artikelnummer: CM0020344



Einführung

CaMKII-Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA, reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist die CaMKII-Beta-Untereinheit, die an synaptischer Plastizität und Kalziumsignalen beteiligt ist. Rekombinantes Immunogen, 73 kDa. Geeignet für die Neurowissenschaften und die Muskelforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CaMKII-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAM2; CAMK2; CAMKB; MRD54; CaMKIibeta; CaMKII
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	816
Gen-ID	816
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13554
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Ice-Pack