


Anti-Camkk1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N5S9

Artikelnummer: CM0023705



Einführung

Anti-CAMKK1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA in humanen und murinen Proben. Ideal für die Untersuchung von Calcium/Calmodulin-abhängiger Kinase-Signalgebung und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMKK1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAMKKA; CAMKK1
Spezies	Human
GeneID (Human)	84254
GeneID	84254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 399-520 von humanem CAMKK1 (NP_757344.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q8N5S9
Protein-Gewicht	56kDa
Versand	Eisbeutel