


Anti-Camkk2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q96Rr4

Artikelnummer: CM0029280



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches CAMKK2, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt menschliches und murines CAMKK2, eine calcium/calmodulin-abhängige Kinase, die an der neuronalen Signalübertragung und AMPK-Aktivierung beteiligt ist. Geeignet für Neurowissenschaften und Zellsignalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMKK2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAMKK; CAMKKB; CAMKK2
Spezies	Mensch
Gen-ID	10645
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem CAMKK2 entspricht (NP_006540.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96RR4
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel