

Anti-Camkv Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Ncb2

Artikelnummer: CM0023022

Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CAMKV (CaM-Kinase-ähnliches vesikelassoziiertes Protein) gerichtet ist, für Western Blot (WB), Immunfluoreszenz (IF/ICC) und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte CAMKV.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMKV Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	1G5; VACAMKL; CAMKV
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	79012
Gen-ID	79012
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-285 von humanem CAMKV (NP_076951.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NCB2
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel