

Anti-Camlg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49069

Artikelnummer: CM0015760



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CAMLG (CAML/GET2), einen zentralen Mediator der Insertion von schwanzverankerten Proteinen und der Kalziumsignalisierung. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMLG Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	CAML; GET2; CDG2Z; CAMLG
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	819
Gen-ID	819
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-190 des humanen CAMLG (NP_001736.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49069
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eispackung