

Anti-Camp Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P49913

Artikelnummer: CM0023295



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAMP (Cathelicidin-Antimikrobielles Peptid, LL37), validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Für Forschung zu angeborener Immunität und Infektionskrankheiten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39; CAMP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	820
GeneID	820
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 31-170 des menschlichen CAMP (NP_004336.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49913
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel