

Anti-Camp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P51437

Artikelnummer: CM0027493

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Maus-CAMP (Cathelicidin antimikrobielles Peptid, LL37). Validiert für WB, IHC-P und ELISA. Ideal für die Forschung zur angeborenen Immunität und Wirtsabwehr. UniProt P51437.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMP Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	LL37; CAP18; CRAMP; HSD26; CAP-18; FALL39; FALL-39
Spezies	Maus
Gen-ID (Mensch)	820
Gen-ID	12796
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 73-172 von Maus-CAMP (NP_034051.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P51437
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eisbeutel