


Anti-Camsap1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q5T5Y3

Artikelnummer: CM0019374



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAMSAP1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet zur Untersuchung der Organisation der Minusenden von Mikrotubuli und des Neuritenwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAMSAP1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CDCBM12; CAMSAP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	157922
Gen-ID	157922
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 350-650 des humanen CAMSAP1 (NP_056262.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5T5Y3
Proteingewicht	178 kDa
Versand	Kühlakku