


Anti-Cand1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q86Vp6

Artikelnummer: CM0016049



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CAND1 (TIP120/TIP120A), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt CAND1 in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung des Ubiquitin-Proteasom-Systems.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAND1-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	TIP120; TIP120A; CAND1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	55832
GeneID	55832
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 750-980 des humanen CAND1 (NP_060918.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q86VP6
Proteingewicht	136 kDa
Versand	Kühlakku