

## Anti-Cand2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75155

Artikelnummer: CM0019967



### Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes CAND2, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Ubiquitin-Ligase-Komplexen und Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CAND2 Rabbit pAb                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | Tp120b; TIP120B; CAND2                                                                                                              |
| Spezies           | Human                                                                                                                               |
| Gen-ID (Human)    | 23066                                                                                                                               |
| Gen-ID            | 23066                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 850-1000 von humanem CAND2 (NP_001155971.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                  |
| SWISS             | O75155                                                                                                                              |
| Proteingewicht    | 135kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                           |