

Anti-Cant1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Wvq1

Artikelnummer: CM0025287



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CANT1 (lösliche calciumaktivierte Nukleotidase 1), validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Ideal für die Untersuchung des calciumabhängigen Nukleotidstoffwechsels und der Proteoglykansynthese in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CANT1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	DBQD; EDM7; DBQD1; SCAN1; SHAPY; SCAN-1; CANT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	124583
GenID	124583
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 62-231 von humanem CANT1 (NP_620148.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8WVQ1
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel