


Anti-Cap1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q01518

Artikelnummer: CM0011164



Einführung

Anti-CAP1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Nachweis des menschlichen CAP1-Proteins (~52 kDa). Unterstützt Forschung zu Aktindynamik, Zellpolarität und mRNA-Lokalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAP; CAP1-PEN; CAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10487
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01518
Proteinmasse	52 kDa
Versand	Eispackung