

Anti-Capn10 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc96

Artikelnummer: CM0028761

Einführung

CAPN10 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen rekombinantes humanes CAPN10-Protein hergestellt wurde. Geeignet für WB und ELISA, erkennt er humanes Calpain-10, eine calciumregulierte Protease, die in die Glukoseaufnahme und Typ-2-Diabetes involviert ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPN10 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CANP10; NIDDM1; CAPN10
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	11132
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend Aminosäuren 1-230 von humanem CAPN10 enthält (NP_075571.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9HC96
Proteingewicht	75kDa
Versand	Eisbeutel