

Anti-Capn3 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P20807

Artikelnummer: CM0017813



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen humanes CAPN3 (Calpain-3/p94) für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Muskelproteolyse und Gliedergürtelmuskeldystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPN3 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	p94; CANP3; LGMD2; nCL-1; CANPL3; LGMD2A; LGMD4; LGMDR1; CAPN3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	825
GenID	825
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-150 des menschlichen CAPN3 (NP_775111.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P20807
Proteingewicht	94 kDa
Versand	Eispackung