

Anti-Capn5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O15484

Artikelnummer: CM0030584



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAPN5, validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Calpain-Funktion und Netzhauterkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPN5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	VRN1; ADNIV; HTRA3; nCL-3; CAPN5
Spezies	Human
GeneID (Human)	726
GeneID	726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 361-640 des humanen CAPN5 (NP_004046.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15484
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eisbeutel