


Anti-Capn7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6W3

Artikelnummer: CM0019784



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CAPN7, geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Validiert in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung calcium-regulierter Thiol-Proteasen im Zellkern.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPN7 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PALBH; CALPAIN7; CAPN7
Spezies	Human
GeneID (Human)	23473
GeneID	23473
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 20-220 von humanem CAPN7 (NP_055111.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6W3
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eistasche