

Anti-Capn9 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P, Elisa - O14815

Artikelnummer: CM0021883



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CAPN9 (Calpain-9, nCL-4), validiert für Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Ideal für die magenspezifische Proteaseforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPN9 Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	GC36; nCL-4; CAPN9
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10753
Gen-ID	10753
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 391-690 des humanen CAPN9 (NP_006606.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	O14815
Proteingewicht	79 kDa
Versand	Eisbeutel