

Anti-Capn9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14815

Artikelnummer: CM0014714



Einführung

Anti-CAPN9 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB, ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattes CAPN9, ein verdauungstraktspezifisches Calpain (nCL-4), das an der kalziumregulierten Proteolyse beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPN9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GC36; nCL-4; CAPN9
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10753
Gen-ID	10753
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 391-690 von menschlichem CAPN9 (NP_006606.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14815
Proteingewicht	79kDa
Versand	Eisbeutel