


Anti-Caprin1 Poliklonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14444

Artikelnummer: CM0025549



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen CAPRIN1, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz/ICC und ELISA. Reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte. Targetiert das RNA-bindende Protein, das an der Bildung von Stressgranula und der mRNA-Regulierung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPRIN1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	M11S1; GPIAP1; RNG105; GPIP137; GRIP137; p137GPI; CAPRIN1
Spezies	Mensch
Gen-ID	4076
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-300 des menschlichen CAPRIN1 (NP_005889.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14444
Proteingewicht	78 kDa
Versand	Eisbeutel