


Anti-Caprin2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q6Imn6

Artikelnummer: CM0022291



Einführung

Hochwertiger Anti-CAPRIN2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches und rattes CAPRIN2 (EEG1, C1QDC1), einen wichtigen Regulator der Wnt-Signalgebung und des RNA-Stoffwechsels. Ideal für Krebs-, Neurobiologie- und Zellsignalisierungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CAPRIN2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EEG1; EEG-1; C1QDC1; RNG140; CAPRIN2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	65981
GenID	65981
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q6IMN6
Proteingewicht	126kDa
Versand	Eisbeutel