

Anti-Capza1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52907

Artikelnummer: CM0026630



Einführung

CAPZA1 Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges CAPZA1, die Alpha-1-Untereinheit des F-Aktin-Kap-Proteins, die an der Dynamik von Aktinfilamenten und Zellverbindungen beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPZA1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAPZ; CAZ1; CAPP1; CAPZA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	829
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-286 von menschlichem CAPZA1 (NP_006126.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52907
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel