

Anti-Capza2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P47755

Artikelnummer: CM0021778

Einführung

CAPZA2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt menschungen und maus CAPZA2, ein F-Aktin-Capping-Protein. Geeignet für Forschung zum Aktin-Zytoskelett und zur Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAPZA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAPZ; CAPPA2; CAPZA2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	830
GenID	830
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 1-286 von menschlichem CAPZA2 (NP_006127.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P47755
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel