


Monoklonaler Anti-Kohlensäureanhydrase 1 (Ca1)-Antikörper Für Wb, Elisa - P00915

Artikelnummer: CM0010086



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches Kohlensäureanhydrase 1 (CA1), validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des CO₂-Stoffwechsels und der pH-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kohlensäureanhydrase 1 (CA1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Carbonic Anhydrase 1 (CA1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	759
GenID	759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-261 des menschlichen Kohlensäureanhydrase 1 (CA1) (NP_001729.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P00915
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel