


Anti-Kohlensäureanhydrase 1 (Ca1) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb Und Elisa - P00915

Artikelnummer: CM0014881



Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes Kohlensäureanhydrase 1 (CA1), validiert für Western Blotting und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Entwickelt für die Forschung zu Kohlendioxidhydratation, pH-Homöostase und verwandten Stoffwechselwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kohlensäureanhydrase 1 (CA1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAB; CA-I; Car1; HEL-S-11; Kohlensäureanhydrase 1 (CA1)
Spezies	Mensch
GenID	759
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-261 des humanen Kohlensäureanhydrase 1 (NP_001122303.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00915
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel