


Anti-Carbonic Anhydrase 2 (Ca2) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P00918

Artikelnummer: CM0016062



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humane Carbonic Anhydrase 2 (CA2). Geeignet für Western Blot und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit humanen und murinen Spezies. Nützlich für die Erforschung der Kohlendioxid-Hydratation, Knochenresorption und pH-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Carbonic Anhydrase 2 (CA2) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Carbonic Anhydrase 2 (CA2)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	760
Gen-ID	760
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-250 der humanen Carbonic Anhydrase 2 (CA2) (NP_000058.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P00918
Proteingewicht	29kDa
Versand	Eisbeutel