


Anti-Kohlensäureanhydrase 2 (Ca2) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P00918

Artikelnummer: CM0012142



Einführung

Kohlensäureanhydrase 2 (CA2) Kaninchen-monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Targetiert ein synthetisches Peptid innerhalb des Bereichs Aminosäure 161-260 von CA2 (P00918). Ideal für die Forschung zu pH-Regulierung und Knochenresorption.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kohlensäureanhydrase 2 (CA2) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliasse	CAC; CAII; Car2; CA-II; HEL-76; HEL-S-282; Kohlensäureanhydrase 2 (CA2)
Spezies	Mensch
GenID	760
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 161-260 der menschlichen Kohlensäureanhydrase 2 (CA2) (P00918) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P00918
Proteingewicht	29 kDa
Versand	Eisbeutel