


Anti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16790

Artikelnummer: CM0004582



Einführung

Anti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, ELISA. Spezifisch für humanes CA9, ein tumorassoziiertes Antigen. Ideal für Krebsforschung und Diagnostikentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	768
GenID	768
Immunogen	Synthetisches Peptid - Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) (Q16790) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q16790
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel