


Anti-Carbonic-Anhydrase-9-(Ca9/G250)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16790

Artikelnummer: CM0019438



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen die humane Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250), geeignet für Western Blot und ELISA. Erkennt Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen; detektiert ein 50-kDa-Protein, das an der Regulation des Tumor-pH-Werts beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
Art	Mensch
Gen-ID	768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 52-151 der humanen Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) (NP_001207.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q16790
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku