


Anti-Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q16790

Artikelnummer: CM0013952



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper spezifisch für humane Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250, Q16790). Geeignet für Western Blot, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Rekombinantes Protein-Immunogen. Nützlich für die Erforschung von Tumorphoxie und pH-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MN; CAIX; Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250)
Spezies	Human
GeneID	768 (human)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 52-151 der humanen Carbonic Anhydrase 9 (CA9/G250) (NP_001207.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q16790
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel