


Anti-Car/Cxadr-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78310

Artikelnummer: CM0019153



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CAR/CXADR, validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Tight Junctions, viralen Rezeptoren und der Leukozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAR/CXADR-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 20-237 des humanen CAR/CXADR (NP_001329.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78310
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlakku