


Anti-Car/Cxadr Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P78310

Artikelnummer: CM0007253



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-Monoklonalantikörper gegen humanes CAR/CXADR, einen Tight-Junction- und viralen Rezeptor. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Zelladhäsion, Epithelbiologie und Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CAR/CXADR Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CAR; HCAR; CAR4/6; CAR/CXADR
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1525
Gen-ID	1525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 20-237 von humanem CAR/CXADR (NP_001329.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P78310
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel