

Anti-Card10-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwt7

Artikelnummer: CM0030634

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CARD10 (CARMA3, BIMP1), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte CARD10. Geeignet für Studien zum NF-kB-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARD10 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BIMP1; IMD89; CARMA3; CARD10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	29775
GenID	29775
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 863-1032 von menschlichem CARD10 (NP_055365.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BWT7
Proteingewicht	116kDa
Versand	Eisbeutel