


Anti-Card11 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bxl7

Artikelnummer: CM0025565



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen CARD11 (CARMA1, Caspase recruitment domain-containing protein 11), geeignet für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur adaptiven Immunität und NF-kB-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARD11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPBL; BENTA; BIMP3; IMD11; CARMA1; IMD11A; CARD11
Spezies	Mensch
GenID	84433 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 985-1154 von menschlichem CARD11 (NP_115791.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXL7
Proteingewicht	133kDa
Versand	Eisbeutel