

Anti-Card14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bxl6

Artikelnummer: CM0022220

Einführung

CARD14-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes CARD14. Ideal für die Untersuchung der NF-κB-Entzündungssignalgebung und verwandter Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARD14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PRP; PSS1; BIMP2; CARMA2; PSORS2; CARD14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79092
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 200-500 von humanem CARD14 (NP_001244899.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BXL6
Proteingewicht	113kDa
Versand	Eisbeutel