

Anti-Card8 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y2G2

Artikelnummer: CM0014217



Einführung

CARD8 Kaninchen pAb für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes Caspase-Rekrutierungsdomänen-enthaltendes Protein 8, einen wichtigen Inflammasom-Sensor. Geeignet für Pyroptose-, angeborene Immunitäts- und HIV-1-Latenzstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARD8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NDPP; DACAR; DAKAR; NDPP1; TUCAN; CARDINAL; CARD8
Spezies	Human
GeneID (Human)	22900
GeneID	22900
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem CARD8 (NP_001171829.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9Y2G2
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Eisbeutel