


Anti-Cardiac Troponin I (Tnni3) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If-P, Elisa - P19429

Artikelnummer: CM0013916



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper, der gegen humanes Cardiac Troponin I (TNNI3) gerichtet ist. Geeignet für WB, IP, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Herzmuskelforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cardiac Troponin I (TNNI3) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMH7; RCM1; cTnI; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7137
GenID	7137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von humanem Cardiac Troponin I (TNNI3) (NP_000354.4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19429
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel