


Anti-Cardiac Troponin I (Tnni3) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P19429

Artikelnummer: CM0003163



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Cardiac Troponin I (TNNI3), validiert für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Herzforschung und die Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cardiac Troponin I (TNNI3) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Cardiac Troponin I (TNNI3)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7137
GenID	7137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-210 von humanem Cardiac Troponin I (TNNI3) (NP_000354.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19429
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel