


Anti-Kardiales Troponin I (Tnni3) Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P19429

Artikelnummer: CM0026207



Einführung

Kardiales Troponin I (TNNI3) Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, IF-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zur Herzmuskel Funktion und Kardiomyopathie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kardiales Troponin I (TNNI3) Kaninchen pAb
Anmerkungen/Aliase	CMH7; RCM1; cTnl; CMD2A; TNNC1; CMD1FF; Kardiales Troponin I (TNNI3)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7137
Gen-ID	7137
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des menschlichen kardialen Troponin I (TNNI3) (NP_000354.4) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P19429
Proteingewicht	24 kDa
Versand	Eispack