

Polyklonaler Anti-Cardiac-Troponin-T-Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Artikelnummer: CM0012844



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes kardiales Troponin T (TNNT2), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte; Proteingewicht 31-36 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kardiales Troponin T (TNNT2), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; kardiales Troponin T (TNNT2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7139
Gen-ID	7139
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 des humanen kardialen Troponins T (kardiales Troponin T (TNNT2)) (NP_001001431.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P45379
Proteingewicht	31-36 kDa
Versand	Kühlakku