

Anti-Cardiac Troponin T (Tnnt2) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Artikelnummer: CM0005231



Einführung

Kaninchen-Monoklonalantikörper, der gegen menschliches kardiales Troponin T (TNNT2) gerichtet ist, validiert für IF-P, IHC-P, ELISA. Erkennt Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Herzforschung und die Entwicklung von IVD-Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cardiac troponin T (TNNT2) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CMH2; RCM3; TnTC; cTnT; CMD1D; CMPD2; LVNC6; Cardiac troponin T (TNNT2)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7139
Gen-ID	7139
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P45379
Proteingewicht	31-36 kDa
Versand	Eisbeutel