

Anti-Cardiac Troponin T/Tnnt2 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P45379

Artikelnummer: CM0011557



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes kardiales Troponin T (TNNT2), validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal für die Herzforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cardiac Troponin T/TNNT2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CMH2, RCM3, TnTC, cTnT, CMD1D, CMPD2, LVNC6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7139
Gen-ID	7139
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-288 von humanem cTNT (NP_001001430.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P45379
Proteingewicht	31-36 kDa
Versand	Eisbeutel