

Anti-Cars (Cysteinyl-Trna-Synthetase) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P49589

Artikelnummer: CM0003291

Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CARS (Cysteinyl-tRNA-Synthetase). Validiert für WB, IHC-P und ELISA; kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung der Proteinsynthese und der Biologie der Aminoacyl-tRNA-Synthetasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARS Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	833
GeneID	833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 650-748 von humanem CARS (P49589) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P49589
Proteinmasse	85 kDa
Versand	Eisbeutel