

Anti-Cars Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, If/Icc, Elisa - P49589

Artikelnummer: CM0029807

Einführung

CARS Kaninchen-pAb ist ein polyklonaler Antikörper für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Er erkennt menschliches und murines CARS, ein 85 kDa zytosolisches Cystein--tRNA-Ligase, das für die Proteinbiosynthese essentiell ist. Ideal für Translationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CARS Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CARS; MDBH; CYSRS; MCDDBH; MGC:11246
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	833
Gen-ID	833
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 469-748 von menschlichem CARS (NP_001742.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49589
Proteingewicht	85kDa
Versand	Eisbeutel