

Anti-Cart Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q16568

Artikelnummer: CM0028218



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen das humane Kokain- und Amphetamin-regulierte Transkript (CART) Protein gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für Adipositas-, Fütterungs- und Neuropeptid-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CART Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CART
Spezies	Mensch
Gen-ID	9607
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem CART (NP_004282.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q16568
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel