


Anti-Cas9 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99Zw2

Artikelnummer: CM0004241



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Cas9 (SpCas9), validiert für WB und ELISA. Das Immunogen umfasst die Aminosäuren 450-730 von *S. pyogenes* Cas9. Vorhergesagte Kreuzreaktivität mit Mensch und anderen Spezies. Ideal für CRISPR-Forschung und Entwicklung von diagnostischen Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cas9 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	CAS9; Cas9
Spezies	Staphylococcus aureus
GenID (Mensch)	CAS9
GenID	901176
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 450-730 von Streptococcus pyogenes m1 Cas9 entspricht. (NP_269215.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Andere (Breite Palette vorhergesagt)
SWISS	Q99ZW2
Proteingewicht	158kDa
Versand	Eisbeutel